

Dr.Yglo

皮膚冷凍治療劑

SKIN TAG TREATMENT

使用 Dr. Yglo 皮膚冷凍治療劑前，請仔細閱讀說明書。我們建議您保留此說明書，您可能需要再次閱讀。

1. Dr. Yglo 皮膚冷凍治療劑產品

裝有 50 毫升 (以生產日期為準) 壓縮液化氯二甲醚的加壓容器。一個客製化的施加裝置 (冷凍頭) 用於將冷凍劑輸送到皮膚息肉部位。

2. 皮膚息肉介紹

皮膚息肉是一小塊柔軟的皮膚，可能從皮膚上凸起並透過連接柄懸掛在皮膚上。它們的顏色通常與周圍皮膚相似。皮膚息肉被認為是無害的，不會傳染。它們通常出現在頸部、胸部、背部、乳房下方、腋下或腹股溝區域。它們最常見於中老年人、糖尿病患者和超重人群。皮膚息肉通常不會引起任何疼痛，但如果被衣物或珠寶摩擦，可能會引起刺激。

如果您不確定自己是否有皮膚息肉，請諮詢醫生。

3. Dr. Yglo 皮膚冷凍治療劑的用途是什麼？

預期用途： Dr. Yglo 皮膚冷凍治療適用於非處方治療皮膚上的息肉，適用於 18 歲或以上人士

Dr. Yglo 皮膚冷凍治療劑是適用於治療常見皮膚息肉的非處方藥。Dr. Yglo 皮膚息肉治療劑採用與世界各地醫生相同的方法，瞬間冷凍皮膚息肉。冷凍皮膚息肉會破壞組織，通常一次治療即可使皮膚息肉脫落。如果兩週內皮膚息肉未脫落，您可以再次治療，最多可進行三次療程。

當塗抹器塗抹在皮膚息肉上時，皮膚會變白，這是冷凍的跡象。冷凍後，會出現輕微的疼痛、搔癢和 / 或刺痛感。取出塗抹器後，皮膚會恢復顏色，疼痛、搔癢和刺痛感會迅速減輕，並在幾小時內消失。

當該區域解凍並恢復顏色後，可能會出現與冷凍區域大小相同的紅色區域。冷凍後，皮膚息肉下可能會在幾天內形成水泡 (有時會充滿血液)。您可能不容易發現。

冷凍皮膚會連同治療後的皮膚息肉在大約 10 - 14 天後脫落。同時，水泡下會長出新皮膚。

Dr. Yglo 的治療原理

4. Dr. Yglo 皮膚冷凍治療劑如何發揮作用？

Dr. Yglo 皮膚冷凍治療劑會冷凍皮贅。冷凍過程會破壞受影響的組織。冷凍後，將冷凍頭冷卻，然後按壓 (敷貼) 在皮膚息肉上，幾秒鐘內就會開始冷凍，皮膚會變白。冷凍後，會出現輕微的疼痛、搔癢和 / 或刺痛感。

取出冷凍頭後，皮膚會恢復顏色，疼痛、搔癢和刺痛感會迅速減輕，並在幾小時內消失。

該區域解凍並恢復顏色後，可能會出現與冷凍區域大小相同的紅色區域。冷凍後，幾天內皮膚息肉下可能會形成水泡 (有時會充血)。冷凍皮膚會連同治療後的皮膚息肉在大約 10 - 14 天後脫落。同時，水泡下會長出新皮膚。

欲了解更多關於 Dr. Yglo 皮膚冷凍治療劑的信息，請瀏覽 www.dryglo.com.hk。如有任何產品疑問，請聯絡經銷商。

欲了解更多信息，請瀏覽 www.dryglo.com.hk

獨家代理商：

Occidental & Oriental Company Ltd.
(Chinese Pharmaceuticals (HK) Co., Ltd. Related Company)
九龍觀塘開源道60號駱駝大廈3座7樓P-Q室
電話: (852) 23180759

使用說明

5. 使用說明

1. 將一次性保護綿片的黏性面貼在皮膚上，孔洞正對皮膚息肉。
2. 將冷凍頭貼在氣霧罐上，金屬尖端朝上，並對齊標記。冷卻前請勿向下按壓冷凍頭。
3. 將氣霧罐放在堅硬的表面上，向下按壓白色冷凍頭 5 秒鐘。然後靜置 5 秒。向下按壓時，請注意避免接觸金屬尖端。(請勿超過指示時間，並等待至少 5 分鐘後再重新啟動。)
4. 從氣霧罐中取出冷凍頭，金屬尖端朝上。
5. 將金屬尖端貼在皮膚息肉上 40 秒。確保金屬尖端盡可能覆蓋皮膚息肉。使用後，請取出保護綿片並丟棄。請勿重複使用。
6. 使用後立即洗手 (除處理過的區域外)。
7. 使用後，請用一小塊布沾酒精擦拭冷凍頭。

務必嚴格遵循說明書。使用不當可能會導致過度凍傷，對皮膚最外層造成永久性損傷。這可能會導致永久性疤痕或神經損傷。

6. 後續治療


大多數情況下，每個皮膚息肉只需進行一次治療。使用 Dr. Yglo 皮膚冷凍治療劑治療兩週後，皮膚息肉通常會消失。如果治療兩週後，一個或部分皮膚息肉仍然存在，則可以安全地再次進行治療。

每個皮膚息肉不得超過三次使用 Dr. Yglo 皮膚冷凍治療劑的次數。如果三次治療後症狀沒有改善，請諮詢醫生。請勿將 Dr. Yglo 皮膚息肉治療劑與任何其他去除皮膚息肉的方法同時使用，因為目前尚不確定這些方法對您的皮膚有何影響。合併使用可能會導致嚴重燒傷和永久性皮膚疤痕。


使用後，皮膚顏色可能會發生變化，從白色變為紅色。皮膚息肉下可能會出現水泡，通常會出現長達數小時的疼痛 / 刺痛感。如果疼痛、刺痛感持續到第二天，或出現其他問題 (例如皮膚凍結區域超過皮膚息肉大小或感覺減弱)，請聯絡醫生。

- 治療區域幾天內可能會出現敏感，這是正常現象。
- 幾天後，治療過的皮膚息肉中心可能會出現黑點。
- 保持治療區域清潔。
- 您可以游泳或淋浴。
- 請勿搔抓治療區域，因為這可能會導致感染。
- 如有必要，請使用紗布或無菌創可貼保護水泡。

DR. YGLO 皮膚冷凍治療劑 使用方法



1. 將一次性保護綿片的黏合面貼在皮膚上，孔洞正對皮膚息肉。




2. 將冷凍頭貼在氣霧罐上，金屬尖端朝上，並對齊標記。冷卻前請勿按下冷凍頭。



3. 將氣霧罐放在堅硬的表面上，按下白色冷凍頭 5 秒鐘。然後讓噴霧罐靜置 5 秒。按下時請注意避免接觸金屬尖端。請勿超過指示時間，並等待至少 5 分鐘後再重新啟用。



4. 從氣霧罐中取出冷凍頭，金屬尖端朝上。



4. 將金屬尖端貼在皮膚息肉上 40 秒。確保金屬尖端盡可能覆蓋皮膚息肉。使用後，取出保護綿片。

50ml e    

警告和注意事項

請勿刺破水泡。

刺破水泡會很痛，並可能導致感染。請依照特定國家/地區的法規處理包裝和用過的零件。

如何回收氣霧劑：回收前，請確保氣霧劑已完全用完。請勿刺穿、擠壓或壓扁氣霧罐。拆下任何鬆散或易於拆卸的零件，例如蓋子，並將其與其他可回收物品一起處理。請注意，噴嘴含有重金屬，可能需要根據當地法律規定作為危險品處理。

7. 警告和注意事項

在使用本產品前，請仔細閱讀此重要訊息，並妥善保管以備將來參考。

警告

- 請勿超過指示時間按壓冷凍頭，並至少等待 5 分鐘後再重新啟動。按壓激活器的時間超過指示時間可能會導致過量產品釋放，由於產品和氣體釋放的平衡被破壞，可能會出現洩漏。
- 請將本品放在兒童不能接觸的地方。兒童無法理解正確使用本產品的說明。吞嚥、吸入、噴灑或暴露於高溫下均可能造成危險。
- 僅限外用。請嚴格按照說明使用。如果未嚴格按照指示使用 Dr.Yglo 皮膚息肉治療劑，或誤將其直接塗抹在皮膚上，或將其用於非皮膚息肉部位，可能會導致嚴重燒傷和永久性皮膚疤痕。
- 如果您無法清楚閱讀容器或本說明書上的信息，請勿使用。
- 18 歲以下請勿使用。Dr.Yglo 皮膚息肉治療劑對皮膚的影響尚不確定
- 如果您無法清楚地看到正在治療的皮膚息肉，請勿使用。如果您誤將 Dr. Yglo 皮膚息肉治療劑塗抹在非皮膚息肉部位，可能會導致嚴重燒傷和永久性皮膚疤痕。
- 如果您患有糖尿病或血液循環不良，請勿使用。Dr. Yglo 皮膚息肉治療劑以冷凍皮膚息肉起效。糖尿病患者和血液循環不良患者的冷凍區域可能無法快速或完全癒合。
- 如果您正在懷孕或哺乳，請勿使用。目前尚不確定 Dr. Yglo 皮膚息肉治療劑對這些情況下的患者有何影響。
- 請勿用於受刺激的皮膚，或任何感染、發紅或出現任何發炎跡象(例如搔癢或腫脹)的區域。使用 Dr. Yglo 皮膚冷凍治療劑這些區域會導致病情惡化，並可能進一步感染。這些情況可能不是皮膚息肉，應由醫生檢查。

- 請勿用於痣、胎記、長有毛髮的疣、生殖器疣(位於陰莖或陰道區域)或臉部或黏膜上的皮贅(例如口腔、鼻子、肛門、生殖器、嘴唇、耳朵或眼睛附近)。在這些區域使用可能會導致灼傷和永久性皮膚疤痕或失明。
- 避免接觸健康皮膚。在這些區域使用可能會導致灼傷和永久性皮膚疤痕。
- 避免接觸眼睛。接觸眼睛可能導致失明。
- 請勿吞嚥或吸入。本品有毒，可能造成嚴重的內臟損傷。如果吞嚥，請立即就醫。
- 請勿吸入蒸氣 / 噴霧，並僅在通風良好的地方使用，因為尚不確定蒸氣 / 噴霧是否會對肺部產生影響。吸入蒸氣 / 噴霧可能有毒。
- 遠離火源、火焰以及火花或點火源。使用 Dr. Yglo 皮膚息肉治療劑產品時請勿吸煙。暴露在高溫下可能會導致容器爆炸，造成嚴重傷害。
- 即使使用後，也請勿刺穿或焚燒氣霧噴霧罐。避免陽光直射，請勿暴露在超過 50°C (122°F) 的溫度下。室溫保存，遠離熱源。暴露在高溫下可能會導致容器爆炸，造成嚴重傷害。
- 請勿使用 Dr. Yglo 皮膚息肉治療劑治療每個皮膚息肉超過三次，因為這種治療對你的情況可能無效，請諮詢醫生。
- 由於執行器尖端含有鎳，對鎳過敏的使用者應在重複多次治療前仔細檢查是否有過敏反應。

如果您不確定，請諮詢醫生。

注意事項

- 本產品不得超過有效期限使用。批號和有效期限印在噴霧罐底部以及外包裝外側。
- 使用後，請用沾有酒精的小布清潔致動器。
- 如果皮膚息肉不只一個，請一次只處理一個。每個皮膚息肉分別處理，每次治療間隔兩週。
- 大多數情況下，每個皮膚息肉只需進行一次治療。使用 Dr. Yglo 皮膚息肉治療後，皮膚息肉通常會在兩週內消失。如果治療兩週後，一個或部分皮膚息肉仍然存在，則可以安全地再次進行治療。每個皮膚息肉使用 Dr. Yglo 皮膚息肉治療的次數不得超過三次。如果三次治療後症狀沒有改善，請諮詢醫生。
- 治療過的皮膚息肉的疼痛 / 刺痛感應塗抹後 24 小時內消失。如果超過此時間仍感到不適或疼痛 / 刺痛，請聯絡醫生。這可能意味著該區域過度冷凍，可能需要就醫。
- 使用後立即洗手

- 每次使用前請仔細檢查。如果產品出現損壞，請停止使用並丟棄。損壞的產品可能會漏氣。

8. 副作用

本產品時可能會出現以下副作用：

- 冷凍期間和冷凍後可能會出現刺痛、搔癢和疼痛感，但該區域解凍後會迅速減輕。
- 顏色可能從白色變成紅色。
- 可能起水泡。
- 幾天後，皮膚息肉中間可能會出現黑點。


9. 符號說明

包裝和使用說明書上的警告標誌和符號對於確保您安全且正確地使用本產品，並保護您和他人免受傷害至關重要。下表對這些符號進行了說明。

符號	說明
	製造商符號
	指示請參閱使用說明的符號
	指示操作設備時必須小心的符號
	有效期限符號
	指示唯一裝置識別碼的符號
	指示設備參考編號的符號
	批號符號
	產品應儲存在 10°C 至 25°C 之間
	符號表示產品應避免陽光直射

識別皮膚息肉

只有當您的皮膚息肉符合下圖所示的全部 4 個特徵時，才可使用本產品。



皮膚息肉必須位於以下五個部位之一。僅當皮贅位於頸部、胸部、腋下、背部或腹股溝時才需要治療。



皮膚息肉的大小必須為 2 毫米至 6 毫米。



皮膚息肉的顏色必須與周圍皮膚顏色相似。



皮膚息肉必須柔軟且有彈性。您應該能夠用手指來回移動它們。它們也必須由一根莖狀或類似莖的皮膚支撐在皮膚上方。

如果您的皮膚息肉不具備所有 4 個特徵，請勿使用本產品。請就醫，因為您可能患有更嚴重的皮膚疾病。

請嚴格按照說明使用。
更多警告訊息，請參閱使用說明。